

ÖGONDUSCH / SÅRSPRAY - 50 / 250 ML

Flaska innehållande 200 ml steril koksaltlösning (0,9%).
Förpackad i en sprayflaska som kan användas i vilket läge som helst och aldrig tappar trycket (bag in can).
Beräknad spoltid 15 min.

*Spray för att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår.
Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde, neutraliserar ph-värdet i ögat vid ögonskada orsakad av kemisk påverkan.*

*Sprayen kan användas flera gånger och är steril till sista droppen.
Kan användas från alla riktningar.
Hållbarhet ca 3 år.*

Artnr. 702 250 ml
Artnr. 703 50 ml



Hållare Ögondusch

Artnr. 704 Trippel 52mm
Artnr. 705 Singel 52 mm
Artnr. 822 Singel 35 mm

